

Wb, If/Icc, Elisa용 항-Tcta 다클론 항체 - P57738

품목 번호: CM0014143

소개

TCTA 토끼 pAb(SWISS: P57738)는 전장 인간 TCTA 단백질에 대해 제작된 다클론 항체입니다. 인간, 마우스 및 랫드에 대한 교차 반응성과 함께 WB, IF/ICC 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 파골세포 및 막 단백질 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TCTA 토끼 pAb
비고/별칭	TCTA
종	인간
GeneID(인간)	6988
GeneID	6988
면역원	인간 TCTA(NP_071503.1)의 아미노산 1~103에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P57738
단백질 분자량	11kDa
배송	아이스팩