

Wb, If/Icc, Elisa용 항-Tenm1 다클론 항체 - Q9Ukz4

품목 번호: CM0015413

소개

인간 TENM1(테네우린-1)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체. 인간, 마우스, 래트 샘플에서 WB, IF/ICC, ELISA 응용 분야에 대해 검증되었습니다. 신경 발달 및 신경 가소성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TENM1 토끼 pAb
비고/별칭	TNM; ODZ1; ODZ3; TEN1; TNM1; ten-1; TEN-M1; TENM1
종	인간
GeneID (인간)	10178
GeneID	10178
면역원	인간 TENM1 (NP_001156750.1)의 아미노산 350-540에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9UKZ4
단백질 분자량	305kDa
배송	아이스 팩