

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항-Tet2 토끼 다클론 항체 - Q6N021

품목 번호: CM0026502



소개

WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에서 검증된 본 토끼 다클론 항체는 DNA 탈메틸화에 관여하는 메틸시토신 디옥시게나아제인 인간 TET2(Q6N021)를 표적으로 하며 마우스 및 래트와 교차 반응성을 나타냅니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	TET2 토끼 pAb
비고/별칭	MDS; IMD75; KIAA1546; TET2
종	인간
GeneID (인간)	54790
GeneID	54790
면역원	인간 TET2(NP_001120680.1)의 아미노산 1833-2002에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q6N021
단백질 분자량	224kDa
배송	아이스 팩