

Wb, Elisa용 항-Tff2 다클론 항체 - Q03403

품목 번호: CM0025750

소개

인간 트레포일 인자 2(TFF2)에 특이적인 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA 응용 분야에서 검증되었습니다. TFF2는 위산 분비와 점액 안정성을 조절하는 분비 단백질로, 위장관 질환 연구의 핵심 표적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	TFF2 토끼 pAb
비고/별칭	SP; SML1; TFF2
종	인간
유전자 ID	7032
면역원	인간 TFF2(NP_005414.1)의 아미노산 24-129에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q03403
단백질 분자량	14kDa
배송	아이스백