


Wb, Ihc-P, Elisa용 항Tgfb3 다클론 항체 - P10600

품목 번호: CM0026578



소개

TGFB3에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 래트 TGFB3와 반응합니다. TGF- β 신호 전달, 배발생 및 세포 분화 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TGFB3 토끼 pAb
비고/별칭	ARVD; LDS5; RNHF; ARVD1; TGF-beta3; TGFB3
종	인간
유전자 ID	7043
면역원	재조합 단백질 인간 TGFB3(NP_003230.1)의 아미노산 25-300에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P10600
단백질 분자량	47kDa
배송 방식	아이스 팩