


Wb, I.hc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Tgfb1 폴리클로날 항체 - Q15582

품목 번호: CM0029759



소개

WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA용 TGFBI (BIGH3)에 대한 고품질 토끼 폴리클로날 항체입니다. 인간, 마우스, 랫트 TGFBI를 검출합니다. 세포 부착, 세포외 기질 및 각막 이영양증 연구에 유용합니다.

자세히 알아보기

매개변수	설명
제품명	TGF beta induced (TGFB1) Rabbit pAb
비고/별칭	CSD; CDB1; CDG2; CSD1; CSD2; CSD3; EBMD; LCD1; BIGH3; CDGG1; TGF beta induced (TGFB1)
종(Species)	Human
유전자 ID (인간)	7045
유전자 ID	7045
면역원	인간 TGF beta induced (TGFB1) (NP_000349.1)의 아미노산 550-650 내부의 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
애플리케이션	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	Q15582
단백질 분자량	75kDa
배송	Ice bag