


Anti-Tgm1 토끼 다클론 항체 (Wb, Elisa 용) - P22735

품목 번호: CM0018521



소개

인간 TGM1(트랜스글루타미나아제-1)에 대한 토끼 다클론 항체로 WB 및 ELISA에 사용됩니다. 인간, 마우스, 래트의 TGM1을 검출합니다. 표피 각질화, 단백질 교차결합 및 피부 장벽 기능 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	TGM1 토끼 pAb
비고/별칭	LI; KTG; LI1; TKG; ICR2; ARCI1; TGASE; TGM1
종	인간
유전자 ID	7051
면역원	인간 TGM1 (NP_000350.1)의 아미노산 100-280에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P22735
단백질 분자량	90kDa
배송	아이스백