

Wb, Elisa용 Anti-Thap3 토끼 다클론 항체 - Q8Wtv1

품목 번호: CM0012931

소개

사람 THAP3(유전자 ID: 90326)에 대한 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. RRM1 전사의 THAP1/THAP3-HCFC1-OGT 복합체 조절 연구에 적합합니다. 분자량: 27 kDa.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	THAP3 토끼 pAb
비고/별칭	THAP3
종	사람
유전자 ID(사람)	90326
유전자 ID	90326
면역원	사람 THAP3(NP_001182682.1)의 아미노산 1-239에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 랫드
SWISS	Q8WTV1
단백질 분자량	27kDa
배송	아이스팩