


Wb, Elisa용 항Thbs2 다클론 항체 - P35442

품목 번호: CM0030377



소개

인간 THBS2(트롬보스폰딘-2)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA 응용 분야에 적합합니다. 인간, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. 세포 부착 및 항혈관신생 연구에 사용됩니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	THBS2 토끼 pAb
비고 / 별칭	TSP2, THBS2
종	인간
유전자 ID (인간)	7058
유전자 ID	7058
면역원	인간 THBS2 (NP_003238.2)의 아미노산 20-280에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
생산 기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P35442
단백질 분자량	130 kDa
배송 방식	아이스 팩