

Wb, Elisa용 티오레독신 환원효소 2(Txnrd2) 항-래빗 단일클론 항체 - Q9Nnw7

품목 번호: CM0008079

소개

WB 및 ELISA용 인간 티오레독신 환원효소 2(TXNRD2) 표적 래빗 단일클론 항체입니다. 인간, 마우스 및 랫드 조직에서 내인성 TXNRD2를 검출하며, 미토콘드리아 산화환원 연구에 중요합니다. SWISS: Q9NNW7.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	티오레독신 환원효소 2(TXNRD2) 래빗 단일클론 항체
비고/별칭	TR; TR3; SELZ; GCCD5; TRXR2; TR-BETA; 티오레독신 환원효소 2(TXNRD2)
종	인간
GeneID(인간)	10587
GeneID	10587
면역원	합성 펩타이드
출처	래빗
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q9NNW7
단백질 분자량	57kDa
배송	아이스팩