

Wb, Elisa용 항-Timm17B 다클론 항체 - O60830

품목 번호: CM0024316

소개

인간 및 랫드에서 WB와 ELISA에 대해 검증된 고품질 TIMM17B 토끼 다클론 항체입니다. 미토콘드리아 내막을 통한 단백질 전위에 필수적인 미토콘드리아 수입 내막 전위효소 서브유닛 Tim17-B를 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	TIMM17B 토끼 pAb
비고/별칭	JM3; TIM17B; DXS9822; TIMM17B
종	인간
GeneID (인간)	10245
GeneID	10245
면역원	합성 펩타이드 - 인간 TIMM17B(NP_005825.1)의 아미노산 53-152번 서열 내에 해당하는 합성 펩타이드입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 랫드
SWISS	O60830
단백질 분자량	18kDa
배송	아이스백