

Wb 및 Elisa용 항Timm22 단클론 항체 - Q9Y584

품목 번호: CM0004677



소개

미토콘드리아 TIM22 전위효소의 전압 의존성 채널 서브유닛인 TIMM22(Tim22)에 대한 토끼 단클론 항체입니다. 인간, 마우스, 래트에서 WB 및 ELISA 사용이 확인되었습니다. 다중통과 내막 단백질 수입 및 미토콘드리아 질환 연구에 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	TIMM22 토끼 mAb
비고/별칭	TEX4; TIM22; COXPD43; TIMM22
종	인간
유전자ID (인간)	29928
유전자ID	29928
면역원	인간 TIMM22의 아미노산 20-120에 해당하는 합성 펩타이드
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9Y584
단백질 분자량	20kDa
배송 방식	아이스 팩