

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Timp2 폴리클로날 항체 - P16035

품목 번호: CM0013001



소개

사람 TIMP2에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. MMP 억제, 조직 리모델링 및 암전이 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TIMP2 Rabbit pAb
비고/별명(Alias)	DDC8; CSC-21K; TIMP2
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	7077
GeneID	7077
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드 사람 TIMP2 (NP_003237.2)의 아미노산 50-150 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
어플리케이션(Application)	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	P16035
단백질 분자량(Protein Weight)	24kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)