

Wb, Elisa용 Anti-Tiparp 토끼 다클론 항체 - Q7Z3E1

품목 번호: CM0016889

소개

인간 TIPARP(PARP7)를 표적으로 하며 WB 및 ELISA에서 검증된 고품질 토끼 다클론 항체입니다. 마우스와 교차 반응하며, 단일 ADP-리보실화, AHR 신호전달 및 핵 단백질 변형 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TIPARP 토끼 pAb
비고/별칭	PARP7; ARTD14; pART14; TIPARP
종	인간
유전자 ID (인간)	25976
유전자 ID	25976
면역원	제조합 단백질 인간 TIPARP(NP_056323.2)의 아미노산 441-657에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 용합 단백질
항체 공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q7Z3E1
단백질 분자량	76kDa
배송	아이스팩