

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Tirap 토끼 다클론 항체 - P58753

품목 번호: CM0016161



소개

인간 TIRAP(Mal/MyD88-2)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 선천성 면역 및 TLR/IL-1R 신호전달 경로 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TIRAP 토끼 pAb
비고/별칭	Mal; wyatt; BACTS1; MyD88-2; TIRAP
종	인간
GeneID (인간)	114609
GeneID	114609
면역원	인간 TIRAP(NP_001034750.1)의 아미노산 1-221에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
항체 생산 숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P58753
단백질 분자량	24kDa
배송	아이스백