

Wb, Ip, Elisa용 Anti-Tjp2 폴리클로날 항체 - Q9Udy2

품목 번호: CM0018549



소개

인간 TJP2 (ZO-2)에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IP 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간 및 마우스와 교차 반응합니다. 세포 부착 및 신호 전달에 관여하는 밀착 접합 단백질 ZO-2를 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TJP2 Rabbit pAb
비고/별칭	ZO2; X104; FHCA1; PFIC4; DFNA51; DUP9q21.11; C9DUPq21.11; TJP2
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	9414
GeneID	9414
면역원(Immunogen)	인간 TJP2 (NP_004808.2)의 아미노산 951-1190에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IP, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	Q9UDY2
단백질 분자량(Protein Weight)	134kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)