

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Tlr3 다클론 항체 - O15455

품목 번호: CM0017639



소개

TLR3 Rabbit pAb는 WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증된 다클론 항체입니다. 사람, 마우스, 랫드 TLR3을 인식하며 선천면역 및 바이러스 감염 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	설명
제품명	TLR3 Rabbit pAb
비고/별칭	CD283; IIAE2; IMD83; TLR3
종	사람
유전자 ID(사람)	7098
유전자 ID	7098
면역원	사람 TLR3(NP_003256.1)의 아미노산 500-700에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 랫드
SWISS	O15455
단백질 분자량	104kDa
배송	아이스백