

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Tmed3 폴리클론항체 - Q9Y3Q3

품목 번호: CM0024658

소개

인간 TMED3를 표적으로 하는 토끼 폴리클론항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증됨. 쥐 및 래트와 교차반응함. 소포 수송, 골지체 역학, 초기 분비 경로 기능 연구에 적합.

[자세히 알아보기](#)

|        |                                                                |
|--------|----------------------------------------------------------------|
| 파라미터   | 값                                                              |
| 제품명    | TMED3 Rabbit pAb                                               |
| 비고/별칭  | p26; P24B; p24g4; C15orf22; p24gamma4; TMED3                   |
| 종      | 인간                                                             |
| GeneID | 23423                                                          |
| 면역원    | 인간 TMED3 (NP_031390.1)의 아미노산 24-180에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질. |
| 원천     | 토끼                                                             |
| 범주     | 폴리클론 항체                                                        |
| 적용 분야  | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                       |
| 교차 반응성 | 인간, 쥐, 래트                                                      |
| SWISS  | Q9Y3Q3                                                         |
| 단백질 무게 | 25kDa                                                          |
| 배송     | 아이스백                                                           |