

Wb, Elisa용 Anti-Tmem176B 토끼 다클론 항체 - Q3Ybm2

품목 번호: CM0018922

소개

인간 TMEM176B(LR8, MS4B2)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 인간과 마우스에 반응합니다. 수지상세포 성숙 및 소뇌 과립세포 발달 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TMEM176B 토끼 pAb
비고/별칭	LR8; MS4B2; TMEM176B
종	인간
유전자 ID	28959
면역원	인간 TMEM176B(NP_054739.3)의 아미노산 148-208에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q3YBM2
단백질 분자량	29kDa
배송	아이스백