

Wb 및 Elisa용 항Tnfaip1 다클론 항체 - Q13829

품목 번호: CM0024667

소개

RhoA 유비퀴틴화에 관여하는 BTB/POZ 어댑터 단백질인 인간 TNFAIP1(유전자 ID 7126)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. 웨스턴 블롯(예상 밴드 크기 36 kDa) 및 ELISA에 적합하며 세포골격 조절 및 세포사멸 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TNFAIP1 토끼 pAb
비고/별칭	B12; B61; EDP1; BTBD34; hBACURD2; TNFAIP1
종	인간
유전자ID (인간)	7126
유전자ID	7126
면역원	인간 TNFAIP1 (NP_066960.1)의 아미노산 90-160에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q13829
단백질 분자량	36kDa
배송 방식	아이스 팩