

Wb, Elisa용 Anti-Tnfrsf10C 토끼 다클론 항체 - O14798

품목 번호: CM0016059

소개

사람 TNFRSF10C(DcR1/TRAIL-R3)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. 웨스턴 블롯 및 ELISA에 적합하며, 마우스와 랫드에 대한 교차 반응성을 나타냅니다. TRAIL 유도 세포사멸에서 디코이 수용체 기능을 연구하는 데 사용됩니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TNFRSF10C 토끼 pAb
비고/별칭	LIT, DCR1, TRID, CD263, TRAILR3, TRAIL-R3, DCRI-TNFR, TNFRSF10C
종	사람
GeneID(사람)	8794
GeneID	8794
면역원	재조합 단백질 / 사람 TNFRSF10C(NP_003832.2)의 150~238번 아미노산에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 용합 단백질
항체 유래 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 랫드
SWISS	O14798
단백질 분자량	27 kDa
배송	아이스팩