


Wb, If-P, Ihc-P, Elisa용 Anti-Tnfrsf11B 다클론 항체 - O00300

품목 번호: CM0020380



소개

웨스턴 블롯(Western blot), 파라핀 면역형광(IF-paraffin), 파라핀 조직면역화학(IHC-paraffin) 및 ELISA용 TNFRSF11B 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스 및 랫트 TNFRSF11B를 인식합니다. 면역원: 인간 TNFRSF11B (NP_002537.3)의 아미노산 22-280에 해당하는 재조합 단백질. 연구 용도: 파골세포 분화(osteoclastogenesis), 뼈 재형성(bone remodeling) 및 세포 사멸(apoptosis).

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TNFRSF11B Rabbit pAb
비고/별칭	OPG; TR1; OCIF; PDB5; TNFRSF11B
종(Species)	Human
유전자 ID (인간)	4982
유전자 ID	4982
면역원	인간 TNFRSF11B (NP_002537.3)의 아미노산 22-280에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	Rabbit
카테고리	다클론 항체
애플리케이션	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	O00300
단백질 분자량	46kDa
배송	아이스 백(Ice bag)