


Wb, Ip, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa용 Anti-Tom20 단클론 항체 - Q15388

품목 번호: CM0005256



소개

인간 TOM20에 대한 마우스 단클론 항체로, WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트를 검출하며 미토콘드리아 수입 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	TOM20 마우스 mAb
비고/별칭	MAS20; MOM19; TOM20
종	인간
GeneID (인간)	9804
GeneID	9804
면역원	인간 TOM20의 제조합 단백질
기원	마우스
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q15388
단백질 분자량	16 kDa
배송	아이스 팩