

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Tom70 토끼 다클로날 항체 - O94826

품목 번호: CM0028548



소개

인간 TOM70(미토콘드리아 수용체 서브유닛 TOM70)를 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체입니다. WB, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었으며 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 미토콘드리아 단백질 수입 및 항바이러스 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TOM70 Rabbit pAb
비고/별칭	Tom70; TOMM70A; TOM70
종	인간(Human)
GeneID (인간)	9868
GeneID	9868
면역원	인간 TOM70 (NP_055635.3)의 아미노산 245-608에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	O94826
단백질 분자량	67 kDa
배송	아이스 백(Ice bag)