

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Top1Mt 토끼 다클로날 항체 - Q969P6

품목 번호: CM0024548

소개

인간 미토콘드리아 DNA 토포이소머라아제 I (TOP1MT)에 대한 고품질의 토끼 다클로날 항체로, WB, IHC-P 및 ELISA 어플리케이션에 대해 검증되었습니다. 인간 및 쥐 TOP1MT와 반응합니다. 미토콘드리아 생물학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TOP1MT Rabbit pAb
비고/별칭	TOP1MT
종	인간(Human)
GeneID (인간)	116447
GeneID	116447
면역원	인간 TOP1MT (NP_443195.1)의 아미노산 470-550에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
어플리케이션	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 쥐(Rat)
SWISS	Q969P6
단백질 분자량	70 kDa
배송	아이스 백(Ice bag)