

Wb, Elisa용 Anti-Tph1 다클론 항체 - P17752

품목 번호: CM0022031



소개

TPH1 토끼 pAb는 WB 및 ELISA용으로 검증된 다클론 항체로, 인간, 마우스 및 랫드의 TPH1을 인식합니다. 세로토닌 생합성 연구 및 진단 개발에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TPH1 토끼 pAb
비고/별칭	TPRH; TRPH; TPH1
종	인간
GeneID (인간)	7166
GeneID	7166
면역원	인간 TPH1(NP_004170.1)의 345~444번 아미노산에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
항체 생산 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P17752
단백질 분자량	51 kDa
배송	아이스팩