

Anti-Tpsab1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - Q15661

품목 번호: CM0024265



소개

인간 TPSAB1 (tryptase alpha/beta-1)를 표적으로 하는 토끼 폴리클론항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA 적용에 대해 검증됨. 생쥐 및 쥐와 교차 반응함. 비만세포 및 선천 면역 연구에 적합.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TPSAB1 Rabbit pAb
비고/별칭	TPS1; TPS2; TPSB1; TPSB2; Tryptase-2; TPSAB1
종	인간
유전자 ID	7177
면역원	인간 TPSAB1 (NP_003285.2)의 아미노산 31-275에 해당하는 서열의 합성 펩타이드
원산지	토끼
범주	폴리클론항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐, 쥐
SWISS	Q15661
단백질 분자량	31kDa
배송	아이스백