


Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa용 Anti-Tra2B 토끼 단일클론 항체 - P62995

품목 번호: CM0012397



소개

이 anti-TRA2B 토끼 단일클론 항체는 WB, IP, IF/ICC, IHC-P 및 ELISA용으로 제공되며, 인간, 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 전구체 mRNA 스플라이싱 조절 및 신경 퇴행성 질환 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TRA2B Rabbit mAb
비고/별칭	SFRS10; SRFS10; TRAN2B; PPP1R156; TRA2-BETA; Htra2-beta
종(Species)	Human
GeneID (인간)	6434
GeneID	6434
면역원(Immunogen)	인간 TRA2B (NP_004584.1)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	P62995
단백질 분자량	4 kDa/22 kDa/34 kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)