


웨스턴 블롯(Wb), Elisa용 항전사인자 Ap-2-Alpha (Tfap2A) 단클론 항체 - P05549

품목 번호: CM0007491



소개

인간 전사인자 AP-2-alpha (P05549)의 아미노산 50-150 내 합성 펩티드를 면역원으로 제작된 토끼 단클론 항체입니다. WB, ELISA 응용 분야에서 검증되었으며 인간 및 마우스 시료와 교차 반응합니다. 전사 조절 및 발생생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	활성화 단백질 2 (AP-2/TFAP2A) 토끼 단클론 항체
비고/별칭	AP-2; BOFS; AP2TF; TFAP2; AP-2alpha; Activator protein 2 (AP-2/TFAP2A)
종	인간
유전자 ID (인간)	7020
면역원	합성 펩티드 인간 활성화 단백질 2 (AP-2/TFAP2A) (P05549)의 아미노산 50-150 내 서열에 해당하는 합성 펩티드입니다.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P05549
단백질 분자량	48kDa
배송	아이스 팩