

Wb, Elisa용 항-Trib2 다클론 항체 - Q92519

품목 번호: CM0015440



소개

인간 TRIB2에 대한 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯과 ELISA에서 검증되었습니다. 인간 및 마우스 샘플에 적합하며, MAP 키나아제 신호전달 조절에 관여하는 트리블스 동족체 2 슈도키나아제를 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	TRIB2 Rabbit pAb
비고/별칭	C5FW; TRB2; GS3955; TRIB2
종	인간
유전자ID (인간)	28951
유전자ID	28951
면역원	인간 TRIB2 (NP_067675.1)의 아미노산 1-120번에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q92519
단백질 분자량	39kDa
배송	아이스 팩