

Anti-Trif/Ticam1 토끼 다클론 항체 (Wb, Elisa용) - Q8Iuc6

품목 번호: CM0016005



소개

인간 TRIF/TICAM1(UniProt Q8IUC6)을 표적으로 하는 재조합 기반 토끼 다클론 항체입니다. WB, ELISA에 대해 검증되었으며 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. TLR 신호 전달 및 선천 면역 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	정보
제품명	TRIF/TICAM1 토끼 pAb
비고/별칭	TRIF; IIAE6; MyD88-3; PRVTIRB; TICAM-1; TRIF/TICAM1
종	인간
유전자 ID (인간)	148022
유전자 ID	148022
면역원	재조합 단백질 인간 TRIF/TICAM1(NP_891549.1)의 아미노산 20-200에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	Q8IUC6
단백질 무게	76kDa
배송	아이스팩