


Wb, Elisa용 Anti-Trim24 Rabbit Monoclonal Antibody - O15164

품목 번호: CM0003170



소개

TRIM24에 대해 높은 특이성을 가진 토끼 단일클론 항체로, 웨스턴 블롯팅(WB)과 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트 TRIM24(117kDa)를 검출합니다. 전사 조절, DNA 손상 반응 및 암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TRIM24 Rabbit mAb
비고/별칭	PTC6; TF1A; TIF1; RNF82; TIF1A; hTIF1; TIF1ALPHA; TRIM24
종	인간
유전자 ID (인간)	8805
면역원	인간 TRIM24(O15164)의 아미노산 400-500에 해당하는 서열의 합성 펩타이드.
원천	토끼
범주	단일클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O15164
단백질 분자량	117kDa
배송	아이스백