

Wb 및 Elisa용 항-Trim38 토끼 다클론 항체 - O00635

품목 번호: CM0028646

소개

인간 TRIM38을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯(Western blot) 및 ELISA 응용 분야에 적합합니다. 선천성 면역 반응 및 유비퀴틴-프로테아좀 경로 연구에 효과적입니다. 면역원은 인간 TRIM38의 266-465 아미노산 서열에 해당합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TRIM38 토끼 pAb
비고/별칭	RNF15; RORET; TRIM38
종	인간
유전자 ID (인간)	10475
면역원	인간 TRIM38(NP_006346.1)의 266-465 아미노산 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	O00635
단백질 무게	53kDa
배송	아이스팩