

Wb 및 Elisa용 항-Trim60 토끼 다클론 항체 - Q495X7

품목 번호: CM0021671

소개

WB 및 ELISA에 검증된 항-TRIM60 토끼 다클론 항체입니다. TAB2 SUMO화를 통해 NF-κB 신호를 조절하는 E3 SUMO-단백질 리가아제인 TRIM60을 검출합니다. 마우스와 교차 반응합니다. 55 kDa.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	TRIM60 토끼 pAb
비고/별칭	RNF33; RNF129; TRIM60
종	인간
GeneID (인간)	166655
GeneID	166655
면역원	인간 TRIM60 (NP_689833.1)의 아미노산 1-300에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	Q495X7
단백질 분자량	55kDa
배송 방식	아이스백