

## Wb, Elisa용 Anti-Trim72 토끼 다클론 항체 - Q1Xh17

품목 번호: CM0022674



### 소개

막 복구에 관여하는 근육 특이적 E3 유비퀴틴 리가제인 TRIM72(MG53)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA에 적합하며, 인간과 마우스에 교차 반응성을 보입니다. 골격근 및 심장근 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

| 매개변수        | 값                                                           |
|-------------|-------------------------------------------------------------|
| 제품명         | TRIM72 토끼 pAb                                               |
| 비고/별칭       | MG53; TRIM72                                                |
| 종           | 마우스                                                         |
| GeneID (인간) | 493829                                                      |
| GeneID      | 434246                                                      |
| 면역원         | 마우스 TRIM72(NP_001073401.1)의 아미노산 200-300 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드 |
| 공급원         | 토끼                                                          |
| 분류          | 다클론 항체                                                      |
| 적용 분야       | WB, ELISA                                                   |
| 교차 반응성      | 인간, 마우스                                                     |
| SWISS       | Q1XH17                                                      |
| 단백질 분자량     | 53kDa                                                       |
| 배송          | 아이스팩                                                        |