

If-P 및 Elisa용 항Trop-2 토끼 다클론 항체 - Q8Bgv3

품목 번호: CM0019850

소개

면역형광 및 ELISA 응용 분야를 위한 마우스 TROP-2 (Tacstd2)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. 성장인자 수용체 신호 전달에 관여하는 세포 표면 당단백질을 인식합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TROP-2 토끼 pAb
비고/별칭	Ly97; EGP-1; TROP2; GA733-1
종	마우스
유전자ID (인간)	4070
유전자ID	56753
면역원	마우스 TROP-2 (NP_064431.2)의 아미노산 25-270 범위 내 서열에 상응하는 재조합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	IF-P, ELISA
교차 반응성	마우스
스위스프로트	Q8BGV3
단백질 분자량	35kDa
배송 방식	아이스 팩