

Wb, Elisa용 항Trβ1/Thrb 다클론 항체 - P10828

품목 번호: CM0020158



소개

인간 갑상선 호르몬 수용체 베타(TRβ1, THRB)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블로팅 및 ELISA에 사용됩니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 핵 수용체 연구, 전사 조절 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	TRβ1/THRB 토끼 pAb
비고/별칭	TRb; GRTH; PRTH; THR1; ERBA2; NR1A2; THRB1; THRB2; TRbeta; THRBeta; TRbeta1; C-ERBA-2; THRBeta1; Thrbeta2; C-ERBA-BETA; TRβ1/THRB
종	인간
유전자ID (인간)	7068
유전자ID	7068
면역원	인간 TRβ1/THRB (NP_000452.2)의 아미노산 1-263에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P10828
단백질 분자량	53kDa
배송 방식	아이스 팩