


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Tsc2 Rabbit Polyclonal Antibody - P49815

품목 번호: CM0015183



소개

인간 TSC2(튜베린)를 표적으로 하는 고품질 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 래트 샘플에서 TSC2를 검출하며, mTORC1 신호 전달 및 결절성 경화증 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TSC2 Rabbit pAb
비고/별칭	LAM; TSC4; PPP1R160; TSC2
종	인간
GeneID (Human)	7249
GeneID	7249
면역원	인간 TSC2 (NP_000539.2)의 아미노산 1160-1255에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P49815
단백질 무게	201kDa
배송	아이스백