

Wb, Ihc-P, Elisa용 항Tshr 토끼 다클론 항체 - P16473

품목 번호: CM0028019



소개

CamelBio의 TSHR 토끼 다클론 항체는 웨스턴 블롯, IHC-P 및 ELISA에서 인간, 마우스 및 래트 TSHR을 검출합니다. 갑상선 호르몬 신호 전달 및 수용체 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TSHR 토끼 pAb
비고/별칭	LGR3; CHNG1; hTSHR-I; TSHR
종	인간
유전자 ID (인간)	7253
면역원	재조합 단백질 인간 TSHR (NP_001018046.1)의 아미노산 21-253에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P16473
단백질 분자량	87kDa
배송	아이스 팩