

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Ttf2 폴리클론 항체 - Q9Uny4

품목 번호: CM0029835

소개

RNA 중합효소 II 제거에 관여하는 전사 종결 인자인 인간 TTF2에 대한 토끼 폴리클론 항체입니다. WB, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되어 유전자 조절 및 스플라이싱 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TTF2 Rabbit pAb
비고/별칭	F2; HuF2; ZGRF6; TTF2
종	인간
GeneID (인간)	8458
GeneID	8458
면역원	인간 TTF2 (NP_003585.3)의 아미노산 1-270에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q9UNY4
단백질 분자량	130kDa
배송	아이스팩