


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Ttk 폴리클로날 항체 - P33981

품목 번호: CM0024033



소개

웨스턴 블롯, 면역형광 및 ELISA용 토끼 폴리클로날 TTK (MPS1) 항체입니다. 인간, 마우스 및 랫트 TTK를 검출하며, 유사분열 방추체 조립 검문점 키나아제를 표적으로 합니다. 세포 주기 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TTK Rabbit pAb
비고/별칭	ESK; PYT; CT96; MPH1; MPS1; MPS1L1; TTK
종	인간
유전자 ID (인간)	7272
유전자 ID	7272
면역원	재조합 단백질 인간 TTK (NP_003309.2)의 아미노산 536-789에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	P33981
단백질 분자량	97kDa
배송	아이스백