

Wb 및 Elisa용 Anti-Ttll12 폴리클로날 항체 - Q14166

품목 번호: CM0023234

소개

인간 TTLL12를 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체로, 웨스턴 블로팅 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. TTLL12는 튜불린 번역 후 변형, 유사 분열, 염색체 안정성 및 선천성 항바이러스 면역의 조절 인자입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TTLL12 Rabbit pAb
비고/별칭	dJ526I14.2; TTLL12
종	인간(Human)
유전자 ID	23170
면역원	인간 TTLL12 (NP_055955.1)의 아미노산 485-644에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q14166
단백질 분자량	74kDa
배송	아이스 팩