


Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa용 Anti-Tufm 토끼 다클로날 항체 - P49411

품목 번호: CM0025723



소개

사람 TUFM (EF-TuMT)에 대한 고품질 토끼 다클로날 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA에 대해 검증되었습니다. 미토콘드리아 번역, 오토파지(자가포식), 선천성 면역 연구에 이상적입니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TUFM Rabbit pAb
비고/별칭	P43; EFTU; COXPD4; EF-TuMT; TUFM
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	7284
GeneID	7284
면역원(Immunogen)	사람 TUFM (NP_003312.3)의 아미노산 186-455에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
어플리케이션(Application)	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	P49411
단백질 분자량	50kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)