

Wb, Ihc-P, Elisa용 안티 트위스트 토끼 다클론 항체 - Q15672

품목 번호: CM0023779



소개

인간 Twist (TWIST1)에 대한 고품질 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스, 래트에서 검증되었습니다. 전사 조절, 근형성, 두개골조기유합 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Twist 토끼 pAb
비고/별칭	CRS; CSO; SCS; ACS3; CRS1; BPES2; BPES3; SWCOS; TWIST; bHLHa38; Twist
종	인간
유전자 ID (인간)	7291
유전자 ID	7291
면역원	인간 Twist (NP_000465.1)의 아미노산 51-150 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q15672
단백질 분자량	21kDa
배송	아이스백