


Wb, Elisa용 Anti-Txnip 다클론 항체 - Q9H3M7

품목 번호: CM0019797



소개

인간 TXNIP(VDUP1)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에 적합하며 마우스와 랫드에 대한 교차 반응성을 보입니다. 산화 스트레스, 세포 주기 조절 및 종양 억제 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TXNIP 토끼 pAb
비고/별칭	THIF; VDUP1; ARDC6; HHC6; EST01027; TXNIP
종	인간
GeneID (인간)	10628
GeneID	10628
면역원	합성 펩타이드 인간 TXNIP의 아미노산 291-391 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드. (NP_006463.3).
출처	토끼
분류	다클론 항체
적용	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 랫드
SWISS	Q9H3M7
단백질 분자량	44kDa
배송	아이스팩