

Anti-Tyk2 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P29597

품목 번호: CM0021533



소개

TYK2 Rabbit pAb는 웨스턴 블롯, IHC-P, IF/ICC, ELISA를 통해 인간, 마우스, 쥐의 TYK2를 검출합니다. 이 134 kDa JAK 패밀리 키나제는 인터페론 및 사이토카인 신호 전달을 매개하며, 선천성 및 적응성 면역에 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	TYK2 Rabbit pAb
비고/별칭	JTK1; IMD35; TYK2
종	인간
유전자 ID (인간)	7297
유전자 ID	7297
면역원	인간 TYK2 (NP_003322.3)의 아미노산 1102-1182 서열에 해당하는 재조합 퓨전 단백질.
원천	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	P29597
단백질 분자량	134kDa
배송	아이스백