

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항-Ube2L3 토끼 다클론 항체 - P68036

품목 번호: CM0028668



소개

인간 UBE2L3(유비퀴틴 연결 효소 E2 L3)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증되었으며 마우스 및 래트와 교차 반응성을 가집니다. 유비퀴틴 경로 연구 및 분석법 개발에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	UBE2L3 토끼 pAb
비고/별칭	E2-F1; L-UBC; UBCH7; UbcM4; UBE2L3
종	인간
유전자ID (인간)	7332
유전자ID	7332
면역원	제조합 단백질 인간 UBE2L3 (NP_001243284.1)의 아미노산 73-212번 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P68036
단백질 분자량	18kDa
배송	아이스 팩