

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Ue2B 단일클론 항체 - P63146

품목 번호: CM0002836



소개

인간 UBE2B (RAD6B)에 대한 토끼 단일클론 항체로, WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증됨. 인간, 마우스, 래트와 교차반응. 유비퀴틴 경로 및 DNA 수복 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	UBE2B 토끼 mAb
비고/별칭	HR6B, UBC2, HHR6B, RAD6B, E2-17kDa
종	인간
유전자 ID (인간)	7320
면역원	인간 UBE2B (P63146)의 아미노산 53-152 서열에 해당하는 합성 펩타이드
원산	토끼
범주	단일클론 항체
응용	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P63146
단백질 분자량	17kDa
배송	아이스팩