

웨스턴 블롯, Elisa용 Anti-Ulbp1 Rabbit Monoclonal Antibody - Q9Bzm6

품목 번호: CM0007376

소개

웨스턴 블롯 및 ELISA용 ULBP1 토끼 단일클론 항체.
자연살해세포 세포독성을 활성화하는 NKG2D 리간드인
인간 ULBP1을 표적합니다. 마우스와 교차반응합니다.
면역 감시 및 종양학 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ULBP1 Rabbit mAb
비고/별칭	N2DL-1; RAET1; NKG2DL1; ULBP1
종	인간
GeneID (인간)	80329
면역원	재조합 단백질: 인간 ULBP1 (NP_079494.1)의 아미노산 1-100에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q9BZM6
단백질 분자량	28 kDa
배송	아이스백