


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Umps 다클론 항체 - P11172

품목 번호: CM0017564



소개

인간 UMPS를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 피리미딘 생합성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	UMPS 토끼 pAb
비고/별칭	OPRT; UMPS
종	인간
GeneID (인간)	7372
GeneID	7372
면역원	인간 UMPS(NP_000364.1)의 아미노산 100~260에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P11172
단백질 분자량	52kDa
배송	아이스팩